



SIGVARIS

# SIGVARIS Gummihandskar

## - för enklare på- och avtagning



*Gummihandskar med extra friktion för att underlätta på- och avtagning av medicinska kompressionsstrumpor. Skyddar strumporna från naglar, ringar mm.*

### Användningsinstruktion

Ta på handskena när du satt på strumpans fotdel på foten. Jobba med hela händerna mot benet och förs skftet uppåt.

<u>Storlekar</u>	<u>Tum</u>	<u>Art nr.</u>
• Small:	6½-7	12974
• Medium:	7½-8	12976
• Large.	8½-9	12978

You will love your **MABS**

**Swereco Group AB**

Barnhusgatan 4, 111 23 Stockholm  
[info@swerecogroup.se](mailto:info@swerecogroup.se), [www.mabs.se](http://www.mabs.se)  
Tel: 08-444 38 20 Fax: 08-288 405